

BRAÇADEIRAS DE PRESSÃO ARTERIAL **REUTILIZÁVEIS**



Possibilita identificar rapidamente o tamanho ideal de cada paciente e o correto conector para diferentes monitores de pressão arterial.

Uma única marca padronizada de braçadeiras ajuda a reduzir o inventário, possibilita identificar rapidamente o tamanho ideal de cada paciente e o correto conector para diferentes monitores de pressão arterial.

CARACTERÍSTICAS

- Braçadeiras de pressão arterial com manguito integrado (peça única).
- Compatíveis com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos.
- Disponível em cinco tamanhos de pacientes com opção de 1 ou 2 tubos.
- Conectores para diferentes marcas e modelos de equipamentos.
- Aprovado pelo INMETRO e ANVISA.
- Teste de resistência para mais de 20.000 ciclos.
- As braçadeiras são higienizáveis e de fácil limpeza.
- Livre de Látex e DEHP minimiza o risco de reações alérgicas.

MODELOS DISPONÍVEIS

Código	Descrição	Paciente	Alcance
I00609	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 1 Tubo	Adulto	25cm - 34,5cm
I00612	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 1 Tubo	Adulto Grande	33,5cm - 46,5cm
I00613	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 1 Tubo	Coxa	39cm - 55,5cm
I00610	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 1 Tubo	Infantil	18cm - 25cm
I00611	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 1 Tubo	Pediátrica	12cm - 16,5cm
I00614	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 2 Tubos	Adulto	25cm - 34,5cm
I00617	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 2 Tubos	Adulto Grande	33,5cm - 46,5cm
I00618	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 2 Tubos	Coxa	39cm - 55,5cm
I00615	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 2 Tubos	Infantil	18cm - 25cm
I00616	Braçadeira MD Peça Única Livre de Látex 2 Tubos	Pediátrica	12cm - 16,5cm