

- Possui mola retrátil e visor frontal.
- Fixação na parede.
- Fácil leitura.
- Faixa de medição 0 - 200cm.
- Graduação: 1mm.



O Estadiômetro MD é um dispositivo de alta resistência projetado para medir a altura de forma precisa e conveniente. Com um campo de medição que varia de 0 a 200cm, ele é capaz de atender às necessidades de pessoas de diferentes estaturas.

Sua resolução em milímetros permite uma leitura precisa, garantindo resultados confiáveis. O estadiômetro possui uma mola retrátil e um visor frontal, facilitando o uso e a leitura das medidas.

A fixação do estadiômetro na parede é feita através de parafusos, proporcionando estabilidade e segurança durante as medições. O dispositivo é confeccionado em ABS, um material durável e resistente, que garante a sua longevidade e resistência ao desgaste.

A instalação do estadiômetro é extremamente fácil, exigindo apenas a fixação de um parafuso na parede. Sua natureza compacta torna-o conveniente para manusear, permitindo que seja utilizado em espaços limitados. Ele é ideal para clínicas médicas, consultórios, academias e outros locais onde a medição precisa da altura é necessária.

Com o Estadiômetro compacto fixo de parede, você terá um dispositivo confiável e de fácil utilização para obter medidas precisas da altura de forma rápida e eficiente.