



MEDIÇÃO PRECISA.

AJUSTE FÁCIL.

DISPLAY DIGITAL INTEGRADO.

FUNÇÃO DE RETENÇÃO (HOLD).

DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO.

- Capacidade de Medição: 35–80 cm
- Graduação: 0.1 cm
- Dimensões Gerais: 870 mm (L) x 290 mm (P) x 72 mm (A)
- Haste: 20 mm
- Peso do Dispositivo: 0.6 kg
- Fonte de Energia: 2 pilhas “AAA”