

# ESTETOSCÓPIO **SPIRIT CARDIOL MASTER**



O Spirit Cardiol Master possui hastes e auscultador esculpido em aço inox e a inovadora tecnologia multifrequência, que fazem deste estetoscópio cardiológico a palavra final em ausculta!!

## PARA NÃO PERDER CONTATO

Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.

## DOIS CAMINHOS DO SOM

Tubo de duplo lúmen, permite som individual para cada ouvido, mais performance e menos interferência.

## MANTENDO A CONEXÃO

Inovação em Captação de Som com Diafragma Sintonizável

## EXPLORANDO OS SENTIDOS

Tubo de Duplo Lúmen para Performance Sonora Personalizada

## CARACTERÍSTICAS

- Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização.
- Olivas auriculares macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando conforto e excelente vedação acústica.
- Sistema de anel não frio, para maior conforto térmico ao paciente no contato com a pele.
- Hastes com molas internas reforçadas e camada dupla em metal, possibilitando maior resistência e melhor ajuste para uma ausculta confortável.
- Não contém látex e nem ftalato no tubo ou em qualquer outro componente do estetoscópio.
- Tubo em PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas.
- O acabamento das partes em metal podem ser na cor preta, versão black edition.

