

ESTETOSCÓPIO **SPIRIT MASTER LITE**



O Spirit Master Lite é um estetoscópio leve e design inovador, possui auscultador multifrequência com acabamento em metal escovado.

PARA NÃO PERDER CONTATO

Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.

MANTENDO A CONEXÃO

Inovação em Captação de Som com Diafragma Sintonizável.

CARACTERÍSTICAS

- Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização.
- Olivas auriculares macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando conforto e excelente vedação acústica.
- Sistema de anel não frio, para maior conforto térmico ao paciente no contato com a pele.
- Hastes com molas internas reforçadas e camada dupla em metal, possibilitando maior resistência e melhor ajuste para uma ausculta confortável.
- Não contém látex e nem ftalato no tubo ou em qualquer outro componente do estetoscópio.
- Tubo em PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas.
- O acabamento das partes em metal podem ser na cor preta, versão black edition.

BENEFÍCIOS

- Auscultador com tecnologia Multi Frequência permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequências, simplesmente alternando a pressão durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente.
- Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.
- As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica.
- Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza.
- Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Auscultador: Cabeça Multi Frequência

Material do Auscultador: Liga de Zinco

Acabamento do Auscultador: Escovado

Diâmetro do diafragma: 4,5cm

Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro

Tipo do Diafragma: Sintonizável

Material das Olivas: Silicone

Acabamento da Haste: Polido

Tubo em Y: Único de PVC

Tubo de PVC: Único

Comprimento Total: 78cm

Peso Total: 35g

Garantia: 2 anos