

ESTETOSCÓPIO **SPIRIT CARDIOL**

A ausculta ficou mais completa



De agudos a graves nítidos e limpos, você ouvirá cada som cardíaco e pulmonar com uma sensação de clareza, percebendo qualquer alteração na condição do paciente.

PARA NÃO PERDER CONTATO

As membranas sintonizáveis são ultrasensíveis, possibilitam auscultar sons graves e agudos sem a necessidade girar o auscultador. Uma leve pressão alcança as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para sintonizar altas frequências.

TERCEIRO LADO

Modo sino sobressalente, uma peça intercambiável, fácil e rápida de conectar, especialmente desenhada para ampliar ainda mais as possibilidades de auscultação.

DOIS CAMINHOS DO SOM

Tubo de duplo lúmen, permite som individual para cada ouvido, mais performance e menos interferência.

DOIS CAMINHOS DO SOM

Para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo.



CARACTERÍSTICAS

- Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização.
- Olivas auriculares macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando conforto e excelente vedação acústica.
- Sistema de anel não frio, para maior conforto térmico ao paciente no contato com a pele.
- Hastes com molas internas reforçadas e camada dupla em metal, possibilitando maior resistência e melhor ajuste para uma ausculta confortável.
- Não contém látex e nem ftalato no tubo ou em qualquer outro componente do estetoscópio.
- Tubo em PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas.
- O acabamento das partes em metal podem ser na cor preta, versão black edition.