

ESTETOSCÓPIO **FUN ANIMAL**

A ausculta ficou mais divertida




 **MD** Spirit

Um divertido estetoscópio de uso pediátrico, que ajuda a entreter as crianças durante a consulta, proporcionando ao profissional um exame de qualidade e sem stress.



Acompanha 07 agradáveis miniaturas de animais

Olivas auriculares macias e resistentes de nano silicone.



Hastes flexíveis e com camada dupla em metal.

Membranas sintonizáveis, basta uma leve pressão para alternar sons graves e agudos.

SUPER FUN, SUPER FOFO, SUPER FONO

Acompanha 7 divertidos animais, são totalmente adaptáveis ao estetoscópio e intercambiáveis. (panda, sapo, macaco, cervo, tigre e coala)

PARA NÃO PERDER CONTATO

A membrana sintonizável é ultrasensível, possibilita auscultar sons graves e agudos sem a necessidade girar o auscultador. Uma leve pressão alcança as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para sintonizar altas frequências.

CARACTERÍSTICAS

- Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização.
- Olivas auriculares macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando conforto e excelente vedação acústica.
- Sistema de anel não frio, para maior conforto térmico ao paciente no contato com a pele.
- Hastes com molas internas reforçadas e camada dupla em metal, possibilitando maior resistência e melhor ajuste para uma ausculta confortável.
- Não contém látex e nem ftalato no tubo ou em qualquer outro componente do estetoscópio.
- Tubo de PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas.
- Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala).
- Tubo em PVC e auscultador com 5 opções de cores.