

FOTÓFORO LED

**OMNI**

*Vet*

O novo fotóforo da MD.

É super leve, super LED  
e super livre.



Realize exames com alta qualidade de iluminação.  
Não se prenda a fios, tenha melhor mobilidade e leveza.

## MELHOR PERFORMANCE DURANTE SEUS ATENDIMENTOS!

Ajustes no capacete para melhor comodidade na cabeça.

Controle de intensidade da luz.

Tons reais do tecido e detalhes mais sutis.

### SUPER LEVE

Compacto, confortável, quase imperceptível na cabeça.

### SUPER LED

Iluminação de alta potência, sem pontos quentes e sem reflexos.

### SUPER LIVRE

Sem fio, maior liberdade de movimento durante os procedimentos.



## CARACTERÍSTICAS

- Compacto, leve e confortável.
- Iluminação uniforme com estrutura multi-lentes que garante alto nível de luminância homogênea no campo luminoso.
- Design Coaxial para iluminação livre de sombras.
- Ângulo de luminância móvel (para cima/ baixo, para o lado esquerdo/direito) através da articulação pivotante.
- Apresenta indicador LED para exibir o status da bateria.
- Intensidade luminosa do LED ajustável entre 15.000 – 30.000 Lx.
- Iluminação LED com temperatura de cor de 6.000 K.
- Tamanho do campo luminoso: 70mm (a 3 m).
- LED de alta potência com vida útil aproximada de 50.000 horas.
- Bateria Lítio-íon recarregável em módulo acoplável, sem fios, de fácil remoção para recarga.
- Autonomia da bateria aproximada de 4 horas.
- Lupa binocular opcional para amplificação da imagem (vendido separadamente).