



AJUSTE PERFEITO E MELHOR VISUALIZAÇÃO.

- Coxim inflável de silicone não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso.
- Cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração.
- A pressão da almofada pode ser alterada, melhor adaptação, vedação e conforto.
- Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais.
- Diversos modelos desenhados para cada tamanho de paciente.
- Autoclavável.

Código	Descrição	Tamanho	Paciente
HS-61SP	Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone MD	1	Pediátrico
HS-63SP	Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone MD	3	Adolescente
HS-65SP	Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone MD	5	Adulto Grande