



- Fabricada 100% em silicone grau médico e totalmente livre de látex.
- Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras.
- Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote.
- Permite esterilização a vapor por até 40 vezes.
- Engate rápido para seringas.
- Autoclavável.

Tamanho	Paciente	Volume Máximo de Insuflação
1.0	0 - 5Kg	4ml
1.5	5 - 10Kg	7ml
2.0	10 - 20Kg	10ml
2.5	20 - 30Kg	14ml
3.0	30 - 50Kg	20ml
4.0	50 - 70Kg	30ml
5.0	70 - 100Kg	40ml