



RECURSOS DA MÁSCARA POCKET MD

- Válvula unidirecional de alta eficiência e baixa resistência, que minimiza a possibilidade de contaminação cruzada.
- Conector de 15mm de diâmetro externo que pode ser acoplado a qualquer equipamento de ventilação e oxigênio padrão.
- Indicada para uso em adultos e pode ser ajustado para uso em crianças menores e bebês.
- Formato ergonômico da máscara, com almofada macia de ar, proporcionando vedação segura, facilidade de manuseio e conforto para o paciente.
- Válvula descartável para evitar contaminação cruzada.
- Tira elástica verde para manter a máscara no lugar durante o procedimento.
- Não contém látex, sendo seguro para pessoas com alergias.
- Estojo de armazenamento compacto.