



MESA AUXILIAR

COM RODÍZIOS, FREIO E UMA GAVETA



- Dimensão: 560 x 385 x 820 mm
- Tamanho interno da prateleira: 440 x 340 mm
- Distância entre prateleiras: 450mm
- Tamanho interno da gaveta: 260 x 355 x 100 mm
- Capacidade máxima 100kg
- Material: ABS e PP
- 4 Rodízios: 4 polegadas em borracha, 2 rodízios com freio



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares MacroSul Ltda
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294