

Monitor Automático de Pressão Arterial

SpotVet

Aferir a pressão arterial dos bichos manualmente é um verdadeiro bicho de sete cabeças! Mas suas dificuldades acabaram!



Se a maioria dos seus pacientes são peludos e tem quatro patas, você poderá se beneficiar de uma maneira confiável para aferir pressão arterial. O monitor automático da MD possui um algoritmo integrado, específico para animais. Incorpore na sua rotina, incorpore em suas consultas clínicas.

Algoritmo: O **SpotVet** é capaz de realizar medições precisas da pressão arterial sem a necessidade de depilar a área de medição. Isso proporciona maior conforto para o animal e praticidade para o profissional veterinário.

Modos de Operação: Com três modos de operação distintos, o **SpotVet** atende a diversas necessidades de monitoramento. O modo Pontual é ideal para medições rápidas, enquanto o modo Contínuo permite o monitoramento em tempo real. O modo Programado é configurável para intervalos de 2 minutos, facilitando a monitorização regular e automatizada.

Braçadeiras Confortáveis: As braçadeiras do **SpotVet** são projetadas para garantir o bem-estar do animal. São confortáveis, reduzindo o estresse durante a medição, duráveis devido aos materiais de alta qualidade utilizados em sua construção, e sensíveis, garantindo a captura de leituras precisas.

Silencioso: O funcionamento silencioso do **SpotVet** minimiza o desconforto sonoro, contribuindo para manter o animal calmo durante a medição.

Monitoramento: Além de monitorar a pressão arterial, o **SpotVet** também registra diversos parâmetros vitais, como a frequência cardíaca e exibe os resultados em gráficos de tendência, facilitando a análise e o acompanhamento contínuo das medições.

Bateria Interna: Com uma bateria interna de longa duração, o **SpotVet** pode ser utilizado sem a necessidade de fonte de alimentação externa. Isso garante a continuidade do monitoramento em diferentes situações e locais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TELA	4,3" TFT
MÉTODO DE MEDIÇÃO	Método Oscilográfico
FAIXA DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL	0 mmHg – 280 mmHg (0kPa – 37,33kPa)
FAIXA DE MEDIÇÃO DO PULSO	0~300 bpm
PRECISÃO	Pressão Arterial: ± 3 mmHg Pulso: $\pm 5\%$
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DC 9.0V
MODOS DE MONITORAMENTO	Monitoramento pontual Monitoramento contínuo Monitoramento no intervalo de 2 minutos
BRAÇADEIRAS	Disponíveis em 5 tamanhos
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	Programável: 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos e 20 minutos.
DIMENSÕES DO MONITOR	178 x 146 x 168 mm
PESO	Aproximadamente 1,3kg