

Monitor Fetal Cardiotocógrafo BT-350

HI-bebe


Monitor fetal avançado
dedicado ao monitoramento
da saúde fetal



O BT-350 é um monitor fetal baseado em microprocessador, fornecendo monitoramento contínuo, exibição e registro da frequência cardíaca fetal (FHR) e da contração uterina (UC) para testes e monitoramento pré-parto.

CARACTERÍSTICAS

- Alarme visual.
- Tela 7" TFT LCD Colorida (rotacional).
- Compacto com alça acoplada.
- Operação rápida e fácil.
- FCF gemelar (Doppler pulsado duplo).
- Alta sensibilidade do transdutor à prova d'água.
- Verificação de canal cruzado.
- Impressora integrada.
- Bateria interna recarregável.
- Memória interna para armazenamento dos dados.
- Armazenamento interno para 450h.
- Transferência de dados.



Transdutor à prova d'água



Conectividade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES		9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm		
PESO		Aproximadamente 5,5 kg		
MONITORAMENTO FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL	FAIXA DE BPM	30 ~240 BPM		
	PRECISÃO	±2%		
	DISPERSÃO	<10µA @ 264 VAC aplicado ao transdutor		
MONITORAMENTO CONTRAÇÃO UTERINA	FAIXA DA CONTRAÇÃO	0-100 unidades relativas		
	RESOLUÇÃO	1 unidade relativa		
	DISPERSÃO	<10µA @ 264 VAC aplicado ao transdutor		
PAPEL	ESTILO DO PACOTE	Z-FOLD		
	TAMANHO DO PACOTE	150mm X 90mm X 15mm		
	REPOSIÇÃO	Porta da impressora		
	DETECTOR DE PAPEL	Sem papel		
		Porta aberta		
	VELOCIDADE	NORMAL	1, 2 e 3 cm/min ±1%	
		ACELERADA	10 cm/min (somente no modo tendência)	
PRECISÃO	±1%			