



OFTALMOSCÓPIO COAXIAL 3.5V LED (cabeça)



O sistema coaxial permite a fácil visualização em pupilas não dilatadas para diagnósticos mais precisos, através de filamento preciso na lâmpada e alinhamento óptico, enquanto a seleção de dois filtros otimiza o nível de luz.

- Sistema óptico coaxial.
- Lâmpada 3,5V de longa duração de xenon-halógena ou LED. Especificação da lâmpada: 3,5V; 2.7W.
- Possui 6 aberturas: azul cobalto; micro-ponto; pequena; grande; fenda; fixador.
- Filtros: Filtro polarizador linear cruzado; Filtro livre de vermelho.
- Possui 18 combinações entre aberturas/filtros para maior versatilidade.
- Óptica selada a prova de poeira.
- Possui 28 lentes para ajuste de dioptrias:
-25D a +40D (0D, $\pm 1D$, $\pm 2D$, $\pm 3D$, $\pm 4D$, $\pm 5D$, $\pm 6D$, $\pm 7D$, $\pm 8D$, $\pm 9D$, $\pm 10D$, $\pm 12D$, $\pm 15D$, $\pm 20D$, $-25D$, $+40D$).

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	40
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	

28 lentes



6 aberturas selecionáveis



Filtro livre de vermelho para
visualização de veias e artérias

OPÇÕES DE INTEGRAÇÃO



Transformador de Parede
3,5V LED MD com
2 Cabos em Espiral



Transformador de Parede
3,5V LED MD com
1 Cabo em Espiral



Cabo Recarregável 3 5V MD
em Metal com Bateria de Lítio
e Carregador por USB



Cabo Recarregável 3 5V MD
em ABS com Bateria de Lítio
e Carregador de Mesa



Cabo em Metal
para Pilhas Tipo "C"



BR|REP

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Rua Júlio Bartolomeu Tabor da Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 Curitiba - PR

Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294

ANVISA: 80070219008