

OFTALMOSCÓPIO **OMNI XENON**

Visão clara

Olhos nos olhos

Diagnóstico correto



Esteja sempre pronto para atender
seus pacientes.



CARACTERÍSTICAS

- Iluminação Xenon de alta intensidade de 7.000 Lux.
- Temperatura de cor de 3.000 – 3.100K, Índice de Reprodução de Cor (CRI) > 99.
- Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado.
- Dispositivo de elevada performance e inigualável qualidade.
- Óptica selada livre de poeira.
- Cabo ergonômico, utiliza pilhas "AA".
- Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso.
- Seleção de 5 aberturas, sendo uma delas, filtro verde livre de vermelho.
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões.

VERSÕES DISPONÍVEIS

Código	Descrição
100460	Oftalmoscópio MD 2 5V Xenon Halógena com Estajo Macio Omni 3000
100461	Oftalmoscópio MD 2 5V Xenon Halógena com Estajo Luxo e Lâmpada SS Omni 3000