



- Lâmpada LED 3.5V com vida útil de 10.000 horas.
- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões.
- Lente permite instrumentação e amplo campo de visão.
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos.

OPÇÕES DE INTEGRAÇÃO



Transformador de Parede
3,5V LED MD com
2 Cabos em Espiral



Transformador de Parede
3,5V LED MD com
1 Cabo em Espiral



Cabo Recarregável 3 5V MD
em Metal com Bateria de Lítio
e Carregador por USB



Cabo Recarregável 3 5V MD
em ABS com Bateria de Lítio
e Carregador de Mesa



Cabo em Metal
para Pilhas Tipo "C"