



OTOSCÓPIO **FIBRA ÓPTICA 3.5V LED** (cabeça)



- Lâmpada LED 3.5V com vida útil de 10.000 horas.
- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões.
- Lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x.
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional).
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos (opcional).

OPÇÕES DE INTEGRAÇÃO



Transformador de Parede
3,5V LED MD com
2 Cabos em Espiral



Transformador de Parede
3,5V LED MD com
1 Cabo em Espiral



Cabo Recarregável 3 5V MD
em Metal com Bateria de Lítio
e Carregador por USB



Cabo Recarregável 3 5V MD
em ABS com Bateria de Lítio
e Carregador de Mesa



Cabo em Metal
para Pilhas Tipo "C"



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Rua Júlio Bartolomeu Tabor da Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 Curitiba - PR

Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294

ANVISA: 80070210041