

OTOSCÓPIO **OMNI Xenon**

Visão clara

Percepção completa

Diagnóstico correto



Esteja sempre pronto para atender
seus pacientes.

Iluminação através de lâmpada de Xenon, de alta intensidade luminosa, temperatura de cor de 3.000K e CRI > 99.



Lente de aumento giratória



Acompanha espéculos reutilizáveis OMNI MD



Pêra de Insuflação OMNI MD (vendido separadamente)

CARACTERÍSTICAS

- Iluminação Xenon possui intensidade luminosa de 30.000 Lux.
- Substituição fácil e rápida da lâmpada Xenon.
- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.
- Cabeça em aço inox e ABS, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões.
- Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em 3 vezes.
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões.
- Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso.
- Acompanha espéculos reutilizáveis OMNI MD em diversos tamanhos.
- Alimentação por pilhas "AA".

VERSÕES DISPONÍVEIS

Código	Descrição
100315	Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 Xenon Halógena Fibra Óptica com Estojo Macio
100316	Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 Xenon Halógena Fibra Óptica com Estojo Luxo e Lâmpada SS