



# RETINOSCÓPIO **STREAK 3.5V LED** (cabeça)



- Óptica multi-revestida.
- A fenda permite refrações mais fáceis e rápidas – mesmo em pacientes com pupilas pequenas.
- Sistema de foco externo com rotação contínua.
- Filtro polarizador linear cruzado que elimina reflexos das lentes de triagem para facilitar o exame.
- Cartões de alvo magnéticos para Retinoscôpio 3.5V MD dinâmica.
- Fácil operação com uma só mão para focalização e rotação de 360° da fenda;
- Lâmpada LED 3.5V com vida útil de 10.000 horas.
- Óptica selada totalmente à prova de poeiras.
- Fácil e rápida utilização, mesmo em pacientes com pupilas pequenas.
- A posição para baixo proporciona feixe divergente.
- Sistema de foco externo com rotação contínua.



Cartões de fixação magnéticos

## OPÇÕES DE INTEGRAÇÃO



Transformador de Parede 3,5V LED MD com 2 Cabos em Espiral



Transformador de Parede 3,5V LED MD com 1 Cabo em Espiral



Cabo Recarregável 3 5V MD em Metal com Bateria de Lítio e Carregador por USB



Cabo Recarregável 3 5V MD em ABS com Bateria de Lítio e Carregador de Mesa



Cabo em Metal para Pilhas Tipo "C"



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Rua Júlio Bartolomeu Tabor da Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 Curitiba – PR

Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294

ANVISA: 80070219007