

DERMATOSCÓPIO  
**OMNI XENON**

Visão clara

Atenção aos detalhes

Diagnóstico preciso



Esteja sempre pronto para  
atender seus pacientes.

Perceba cada detalhe com nitidez. Permite visualizar através da iluminação epidérmica imagens da estrutura da superfície da pele.



## CARACTERÍSTICAS

- Iluminação Xenon com ótima intensidade luminosa de 1.500 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) >99.
- Lente de contato graduada para medir lesões cutâneas pigmentadas.
- Lentes fabricados em acetal e vidro, autoclaváveis.
- Ajuste de foco e amplo campo de visão com aumento de 10 vezes.
- Cabeça em aço inox em metal cromado, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões.
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões.
- Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso.
- Leve, compacto e ergonômico.
- Alimentação por pilhas "AA".