

Monitor Fetal Cardiotocógrafo BT-350E

HI-bebe

Monitor fetal avançado
dedicado ao monitoramento
da saúde fetal



O BT-350E é um monitor fetal baseado em microprocessador, fornecendo monitoramento contínuo, exibição e registro da frequência cardíaca fetal (FHR) e da contração uterina (UC) para testes e monitoramento pré-parto.

CARACTERÍSTICAS

- Alarme visual.
- Tela LED 7 segmentos (rotacional).
- Compacto com alça acoplada.
- Operação rápida e fácil.
- FCF gemelar (Doppler pulsado duplo).
- Acompanha: 01 transdutor doppler e 01 transdutor UC.
- Alta sensibilidade do transdutor à prova d'água.
- Verificação de canal cruzado.
- Impressora integrada.
- Bateria interna recarregável.
- Pode ser usada na mesa ou fixado na parede.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DIMENSÕES	9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm	
	PESO	Aproximadamente 5,5 kg	
MONITORAMENTO FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL	FAIXA DE BPM	30 ~240 BPM	
	PRECISÃO	±2%	
	DISPERSÃO	<10µA @ 264 VAC aplicado ao transdutor	
MONITORAMENTO CONTRAÇÃO UTERINA	FAIXA DA CONTRAÇÃO	0-100 unidades relativas	
	RESOLUÇÃO	1 unidade relativa	
	DISPERSÃO	<10µA @ 264 VAC aplicado ao transdutor	
PAPEL	ESTILO DO PACOTE	Z-FOLD	
	TAMANHO DO PACOTE	150mm X 90mm X 15mm	
	REPOSIÇÃO	Porta da impressora	
	DETECTOR DE PAPEL	Sem papel	
		Porta aberta	
	VELOCIDADE	NORMAL	1, 2 e 3 cm/min ±1%
ACELERADA		10 cm/min (somente no modo tendência)	
	PRECISÃO	±1%	