

Aspirador Portátil de Secreções

DV-350



O DV-350 é um aspirador portátil e versátil de alto vácuo, indicado para sucção de secreções, fluidos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traquéia.



CARACTERÍSTICAS

- Silencioso e potente, com baixo ruído de operação.
- Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo.
- Alto Vácuo de 0 – 620 mmHg.
- Alta vazão de fluxo de ar acima de 20 litros por minuto.
- Leve, pesa apenas 3.5 kg.
- Alça móvel e integrada para melhor portabilidade.
- Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt).
- Bateria integrada recarregável.
- Autonomia da bateria aproximada de 40 minutos de sucção.
- Indicador luminoso de carga da bateria e energia.
- Frasco coletor de 800 ml com proteção antitransbordamento.
- Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção.
- Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro).
- Filtro para proteção contra contaminação cruzada.
- Acionamento através do botão liga/desliga.
- Proteção IP22 para maior proteção do equipamento contra o ingresso de materiais particulados e líquidos.