

# Estetoscópio AI Digital **Skeeper**

para ouvir além.

 **Bluetooth™**






O **SKEEPER MD** é um estetoscópio digital inteligente, desenvolvido para revolucionar a ausculta médica com precisão, conectividade e inovação. Equipado com tecnologia de ponta, ele transforma sinais vitais em dados clínicos analisáveis, oferecendo suporte avançado para diagnósticos e telemedicina.

## DESENVOLVIDO PARA A NOVA ERA DA SAÚDE DIGITAL

Além de ouvir, você agora pode ver, registrar, comparar e compartilhar. Com o SKEEPER MD, o exame vai além da escuta: é evidência, é conexão, é evolução.

## TECNOLOGIA EM TEMPO REAL

Ausculta digital precisa com análise automática e sugestões baseadas em IA para sons cardíacos e pulmonares. Permite o monitoramento remoto do paciente e o compartilhamento de registros via app.

- **Modos dedicados:**  Cardíaco  Pulmonar  Abdominal
- **Análise por IA:** Detecção de padrões como arritmia, asma, pneumonia, bronquiectasia e fibrose pulmonar.
- **App Skeeper Doctor:** Grava, analisa e compartilha exames com outros profissionais.
- **Conectividade Bluetooth:** Ausculta diretamente com fones ou sincronize com seu smartphone.

## CONECTIVIDADE QUE AMPLIFICA A EXPERIÊNCIA CLÍNICA

- Sons mais nítidos e amplificados (até 100 dB).
- Filtragem de ruídos e precisão aprimorada por sensores MEMS.
- Algoritmo exclusivo de apoio ao diagnóstico. Aplicativo compatível com iOS e Android.

## DESIGN LEVE, PORTÁTIL E INTUITIVO

Peso	Apenas 53g
Dimensões	62 x 62 x 35 mm
Conexões	Bluetooth 5.0 / P2 (3.5mm) / Micro USB
Bateria	8 horas de uso contínuo
Recarga	3 horas via cabo USB
Frequência sonora	Cardíaco: 50–300 Hz - Pulmonar 100–1.200 Hz - Abdominal: 60–400 Hz

## MÉTODO DE AUSCULTA

