

Estetoscópio AI Digital
WITHaPET



a ausculta ficou
mais inteligente.



Com o **WITHaPET** da MD, a ausculta ganhou inteligência e patas! Um estetoscópio digital com IA e design exclusivo para o dia a dia da VET, trazendo alta performance e análise no smartphone em tempo real. A IA acompanha desde o check-up cardiopulmonar até o diagnóstico de cardiopatias, como a DMVM, tornando as decisões clínicas ainda mais seguras.

O **WITHaPET MD** é o primeiro estetoscópio digital com IA feito exclusivamente para veterinários. Compacto, preciso e conectado, ele grava e analisa sons cardíacos e pulmonares com fidelidade surpreendente, tudo direto no seu celular.

RECURSOS INTELIGENTES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Inteligência Artificial Integrada

Analisa os sons em tempo real e gera gráficos de apoio ao diagnóstico.

Design Veterinário Exclusivo

Auscultação clara mesmo em animais ativos, e ou com ruídos ao redor.

App Gratuito (iOS e Android)

Grave, visualize e compartilhe sons diretamente do seu smartphone.

Alta Precisão Sonora

Microfone MEMS filtra ruídos e capta sons cardíacos e pulmonares com nitidez.

Simple de Usar

Um botão e uma interface intuitiva no app, ideal para o dia a dia clínico.

FUNÇÕES QUE VÃO ALÉM DA AUSCULTA

Gravação de Áudio

Armazene e consulte sons a qualquer momento.

Transmissão ao Vivo

Sons em tempo real no seu celular via Bluetooth.

Análise Visual (Waveform)

Veja a forma de onda para interpretação mais precisa.

Banco de Dados de Áudio

Compare sons normais e alterados com ajuda da IA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Microfone:** Condensador MEMS de alta sensibilidade
- **Conectividade:** Bluetooth 5.0
- **App Compatível:** iOS 13+ / Android 8+
- **Alimentação:** Bateria recarregável (USB-C)
- **Autonomia:** Até 10h contínuas
- **Peso:** Aproximadamente 100g
- **Dimensões:** 145 x 60 x 30 mm

