

otoscópio digital
SyncVision




Uma imagem vale mais
quando ganha vida.



Um único instrumento para uma variedade impressionante de usos e recursos. Exames do canal auditivo, cavidades nasais e orais.

CONECTE. MOSTRE. COMPARTILHE.

Exiba as imagens capturadas em tempo real em notebooks ou computadores, promovendo maior interação com o paciente e colaboração entre profissionais. Grave, visualize e compartilhe fotos e vídeos de alta qualidade com facilidade.



- **Colaboração médico-paciente:** imagens em tempo real auxiliam no entendimento do diagnóstico.
- **Alta resolução e nitidez:** LED branco de alta luminosidade que preserva os tons reais dos tecidos.
- **Visualização aprimorada:** visor LCD integrado de 1,5" com qualidade Full HD.

DESIGN LEVE E FUNCIONAL

Projetado para conforto no uso contínuo. Compacto, ergonômico e com bateria duradoura para diversas consultas sem interrupções.

- **Peso aproximado:** 140g
- **Formato anatômico:** ideal para uso ambidestro e prolongado
- **Memória para até 100.000 imagens**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Visor	LCD colorido de 1,5" (TFT-LCD)
Resolução de imagem	1920 x 1080 (Full HD)
Resolução de vídeo	1080 x 720
Foco	Fixo
Iluminação	LED branco de alta luminosidade
Formato de arquivo	JPEG (imagem) / MP4 (vídeo)
Interface	USB Tipo C
Armazenamento	Cartão MicroSD de 32GB incluso (expansível)
Peso	140g