

otoscópio digital  
**SyncVision**



Uma imagem vale mais  
quando ganha vida.



Compatibilidade




Um único instrumento para uma variedade impressionante de usos e recursos. Exames do canal auditivo, cavidades nasais e orais.

CONECTE.

MOSTRE.

COMPARTILHE.

Exiba as imagens capturadas em tempo real em computador, notebook, tablet ou smartphone, promovendo maior interação com o paciente e colaboração entre profissionais. Grave, visualize e compartilhe fotos e vídeos de alta qualidade com facilidade.



- **Colaboração médico-paciente:** imagens em tempo real auxiliam no entendimento do diagnóstico.
- **Alta resolução e nitidez:** LED branco de alta luminosidade que preserva os tons reais dos tecidos.
- **Visualização aprimorada:** visor LCD integrado de 1,5" com qualidade Full HD.

## DESIGN LEVE E FUNCIONAL

Projetado para conforto no uso contínuo. Compacto, ergonômico e com bateria duradoura para diversas consultas sem interrupções.

- **Peso aproximado:** 140g
- **Formato anatômico:** ideal para uso ambidestro e prolongado
- **Memória para até 100.000 imagens**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Visor</b>	LCD colorido de 1,5" (TFT-LCD)
<b>Resolução de imagem</b>	1920 x 1080 (Full HD)
<b>Resolução de vídeo</b>	1080 x 720
<b>Foco</b>	Fixo
<b>Iluminação</b>	LED branco de alta luminosidade
<b>Formato de arquivo</b>	JPEG (imagem) / MP4 (vídeo)
<b>Interface</b>	USB Tipo C
<b>Armazenamento</b>	Cartão MicroSD de 32GB incluso (expansível)
<b>Peso</b>	140g