

ESTETOSCÓPIO **PRO LITE II**

Membrana sintonizável



Combina acústica superior, com design ultraleve e diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências.

O **Pro Lite II** é a evolução de um dos clássicos da **MD Spirit**, ele vai além da triagem. Capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador.

MEMBRANA SINTONIZÁVEL

Navegação de Alta e Baixa Frequência

Black Edition

Branco com Dourado

Bluetonic

Vinho com Dourado



CARACTERÍSTICAS

- Diafragma sintonizável que capta sons de altas e baixas frequências, apenas alterando a pressão de contato no auscultador.
- Leve, pesa menos que 100g.
- Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. Ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica.
- Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente.
- Hastes e auscultador em alumínio.
- Tubo PVC com diversas opções de cores, incluindo tons perolizados.*
- O acabamento do auscultador e haste em diversas opções de cores.*

*consultar disponibilidades de modelos e versões.